

INFO EXPRESS 2020/9

新 製 品

1)ヨシダ エルタニス マイクロスコープ

*日本の医療用マイクロスコープ製造メーカーの三鷹光器株式会社が脳外科や神経外科領域で培った、微細な操作性、信頼の光学系はそのままに歯科用としてサイズダウンしました。

*広範囲の調節が可能な200~600mmのワーキングディスタンスで、また6軸・3軸の電磁クラッチにより、軽くなめらかな動きが可能です。

*ハンドグリップとフットコントローラーから操作可能な電動フォーカス・ズーム機構を搭載しました。

価格:本体 ￥9,800,000



2)ヨシダ アレグラ 330 LED フロアスタンド マイクロスコープ

*「アレグラ 330」にLED仕様のビルトインタイプを追加発売いたします。

*これまでの外付けタイプではないため、外観を変えることなくスマートにLED化が可能です。

*200~450mmの広いフォーカスレンジを、電動でスムーズにフォーカシングします。

価格:本体 ￥6,300,000



3)ヨシダ ID-213(インスツルメント洗浄液) 2.5ℓ 洗浄剤

*ミラー・スケーラーなどの器具の洗浄除菌に使用します。

*50倍希釈で使用し、浸漬する場合は5分間、超音波洗浄器では2分間で作用します。

*容器に希釈液を入れてから、使用頻度に応じ最長2週間まで洗浄除菌でき、経済的です。

価格:2.5ℓ ￥13,000 (#3610374)



4)ヨシダ ID-220(バー、リーマーファイル) 2.5ℓ 洗浄剤

*鋼鉄やステンレス製のバー、リーマーなどの回転器具のタンパク質に強い洗浄剤です。

*原液で使用し、浸漬する場合は1分間、超音波洗浄器では30秒で作用します。

*容器に原液を入れてから、使用頻度に応じ最長7日間まで洗浄除菌でき、経済的です。

価格:2.5ℓ ￥8,600 (#3610375)



5)ヨシダ デントクラフト らくらくクリーン 酵素系洗浄剤

*タンパク溶解酵素含有で、洗浄物に付着したタンパク質を強的に溶解し除去します。

*リンス剤の役割もあるので、洗浄物のサビを防止し洗浄物の表面を保護します。

*泡タイプのスプレー洗浄剤なので適量スプレーでき、無駄がありません。また、使用済の器具にスプレーして通常15分放置し水洗するだけなので、簡単に洗浄できます。

価格:500ml ￥2,900 (#3504010)



6)ヨシダ アイコン 隣接面用 歯面コーティング材

*「切削」ではなく「補強」で、エナメル質を守る歯面コーティング材(光重合型レジン)です。

*隣接面に生じるホワイトスポット(白斑)に適用し、流動性の高いレジン(アイコンインフィルトラント)を組織に浸透させることで、エナメル質からミネラルの溶出を防止します。

*ホワイトスポットが生じた矯正治療中(または治療後)の患者さんや、小児への使用をお勧めします。

*別売で歯面用もございます。

価格:ミニキット 2セット入 ￥33,500 (#3503466)




7)デンツプライシロナ Neo スペクトラ ST フロー

*微細なサブミクロンフライヤーから作られた平均粒径15μmの真球状のフライヤーを配合することにより、メリハリのある操作感、器具へのべたつきの抑止、短時間で光沢が得られる優れた研磨性を実現しています。

*フライヤーとレジンマトリックスの屈折率を合わせることにより、高いカメオニ効果を発揮します。

*スファイテックフライヤーの特性により適度な流動性が得られ、流れ過ぎず、かつ力をかけないときは留まることで高い賦形性を実現したため、1種類の流動性で築盛にも窩底部への充填にも使用可能です。

価格:シリジン1.8g 2本・シリジンチップ 25個入 ￥6,000 (#4002354)




8)サンメディカル メタシールSoft ペースト 歯科用根管充填シーラー

*接着性モノマーの4-METAと親水性アミノ酸系重合開始剤により、湿潤した根管象牙質にも浸透・重合して良好な樹脂含浸層が形成されます。

*セルフエッチングのため前処理は不要で簡単操作であることに加え、練和は室内環境光下で約10分使用可能、口腔内では24時間以内に硬化と操作時間にゆとりがあります。

*レジン系シーラーでありながら、完全硬化後も軟質な物性であるため、万が一の再根管治療時にも容易に切削除去が可能です。

価格:ベースペースト・キャタペースト 各2.5ml ￥9,300 (#9005274)



9)セキムラ でこピッピ UT-701 皮膚赤外線体温計

*非接触で肌に触れずに、赤ちゃんから大人まで、約1秒測定とすればやく測れます。

*モード切替で体温計・温度計・室温表示と3つの温度が図れます。

*小型・軽量・自立型(重さ約60グラム、高さ81mm)です。


*200台限定、9月10日までの先行受付で、10月初旬より順次発送いたします。

価格:￥4,980 (#5610362)




10) モリタ ワンタッチコール 呼び出しがれル (特定小電力無線)

- *フードコートでよく見かける呼び出しがれル「ワンタッチコール」です。
 - *3密防止、感染対策に役立ち、診療待ち時間やお呼び出しがもっと快適になります。
 - *フードコートでよく使うからご高齢の方にもわかりやすく、バイブ機能で耳が遠くても安心です。
 - *電波の到達距離見通しは150mで、車で待つ方の呼び出しあり簡単です。
- 価格:受信機WRE ￥29,600 (#9005282)
 送信機WTR(最大30台対応) ￥91,100 (#9005284)
 充電スタンドWCH(10台対応) ￥93,200 (#9005285)
 充電スタンドWCH-2(2台対応) ￥24,000 (#9005286)



11) モリタ スマートクレープHSS 小型包装品高压蒸気滅菌器

- *タービンやコントラなど内腔物の滅菌が可能な小型オートクレープです。
- *現在お持ちの滅菌器との併用や、ハンドピース専用器としても使用できます。
- *ハンドピース内部の滅菌に対応した加圧脱気方式で、収納量は包装時最大6本(未包装時最大12本です)。
- *滅菌だけでなく、乾燥時も134度以下に温度制御されており、器具を痛めにくい低温乾燥です。



12) モリタ フロー・サイナスケア 鼻うがい

- *吸う動作は必要なく、キャップ先端を鼻の穴に軽く当てボトルをそっと握るだけで、洗浄液が鼻腔内を優しくしっかりと洗浄します。
 - *洗浄液は、人体にとても近い成分(等張電解質液)なので刺激は少なく、防腐剤・香料なども入っていません。
 - *お子さま(4歳以上)から大人まで手軽にお使いいただけます。
- 価格:スタートーキット(洗浄用ボトル・洗浄剤(粉)12包)
 標準価格 ￥900 (#8020821) 希望患者価格 ￥1,000



13) オサダ あんしんガード

- *飛沫感染防止に役立つ自立式ポリカーボネート飛沫感染防止パネルです。
 - *ビニールシートより清掃しやすく、常に清潔に保てます。エタノールでの清掃もできるので、ウイルス除去の清掃消毒も行いやすいです。
 - *素材のポリカーボネイトはアクリルより耐衝撃性が強く、破損リスクが低い製品です。(脚部分はアクリルになります。アクリル部分はアルコール清掃はお控えください)
- 価格:あんしんガードM 寸法W700mm×H700mm
 ￥20,000 (#4900696)



14) オサダ エアーリフレッシュUV 空気清浄機

- *臭気・VOCの脱臭除去に効果を發揮する「エアーカートリッジ」、粒径0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率を有する「HEPAフィルター」、HEPAフィルターに捕捉された細菌・カビ・ウイルス・微生物を破壊する「UVランプ」と3つの力で空気をきれいにする空気清浄機です。
 - *UVランプの紫外線で細菌を殺菌いたします。
 - *空気清浄や殺菌の目的で、各種病院や医療関係施設、研究センター、クリーンルーム、食品、エレクトロニクスなど幅広い分野で使用されています。
- 価格:￥380,000 (#4900698)



15) オサダ 水すい 後付け式自動水栓

- *三角蛇口の立水栓を、手を近づけると吐水するセンサー式の自動水栓に簡単に交換できます。
 - *T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)、7000(KAKUDAI)、K5(KVK)、Y50J(SANEI)などの品番の三角ハンドル型水栓に取付可能です。
 - *吐水量は既設の止水栓で調整します。
 - *センサー本体、アダプター、リチウム電池が同梱されています。
- 価格:￥40,000／個 (#4900699)



お知らせ

①シラネ審美修復講演会 2020 @WEB

1 8020のさらなる展開から見える“生き残り策” 2 患者の心をがっちりつかむ! “ラポール”の一提案	1 8020のさらなる展開から見える“生き残り策” 2 患者の心をがっちりつかむ! “ラポール”の一提案
---	---

1 8020のさらなる展開から見える“生き残り策”

- 生活習慣病としてどうをとらえよう! ARRESTED CARIES(停止性う蝕)とは?
 ~初期エナメルう蝕(Ce)と根面う蝕 - その判断方法と対処法~
- なぜ今「保険」に象牙質レジンコーティングなのか?

2 患者の心をがっちりつかむ! “ラポール”の一提案

- withコロナ時代のテレワークが招く口内トラブルを考える!
- 歯茎はピンクのほうが健康的?ピンクでも油断できない隠れた症状とは?

富士谷 盛興 先生
 愛知学院大学歯学部 特殊診療科教授

1982年
 1985年
 1986年
 1987年
 1988年
 1989年
 1990年
 1991年
 1992年
 1993年
 1994年
 1995年
 1996年
 1997年
 1998年
 1999年
 2000年
 2001年
 2002年
 2003年
 2004年
 2005年
 2006年
 2007年
 2008年
 2009年
 2010年
 2011年
 2012年
 2013年
 2014年
 2015年
 2016年
 2017年
 2018年
 2019年
 2020年

QRコード

Part1 8020のさらなる展開から見える“生き残り策”

- 生活習慣病としてどうをとらえよう!ARRESTED CARIES(停止性う蝕)とは?
 ~初期エナメルう蝕(Ce)と根面う蝕 - その判断方法と対処法~
- なぜ今「保険」に象牙質レジンコーティングなのか?



Part2 患者の心をがっちりつかむ!“ラポール”の一提案

- withコロナ時代のテレワークが招く口内トラブルを考える。
- 歯茎はピンクのほうが健康的?ピンクでも油断できない隠れた症状とは?

日 時: 2020年10月15日(木) 13:00~16:00
 講 師: 富士谷盛興先生(愛知学院大学歯学部 特殊診療科教授)
 費 用: 6,400円(税別)シラネ審美修復講演会特別パック(クリンプロホワイトバニッシュF)を本セミナー受講者にお届けさせていただきます。
 主 催: 株式会社シラネ 後援: スリーエムジャパン株式会社
 申 込: QRコードからお申込みをよろしくお願ひいたします。

②LIVE配信セミナー『デンタルネットシラネ』が大好評です!

インターネットの繋がる「パソコン、スマートフォン、タブレット」などで「お気軽に」に医院様や御自宅でも視聴可能なWEBセミナーです。また、「チャット」機能で気軽に講義中に質問もでき、双方向でお楽しみ頂けます。是非、「お気軽に」ご参加ください。

①StayHomeの先へ、新しい生活様式へ! ～口をリスクの入り口にしないこと～




Stay Homeの先へ、新しい生活様式へ。 サンスターは、はじめています。

資料名: サンスターの歯科用マスクとアフターフォローアップ用マスク
内容: 口腔内スキャナの使い方や歯科用マスクについての情報

日 時 2020年9月2日(水) 13:15~14:00
講 師 小田美里先生(サンスター株式会社 歯科衛生士)
参加費 無料(株)シラネ顧客様 限定)

②臨床に取り入れよう! 口腔機能検査セミナー ～時代の求める診査診断への対応をしましょう～



日 時 2020年9月9日(水) 13:15~14:00
講 師 寺川嘉則先生(株式会社ジーシー)
参加費 無料(株)シラネ顧客様 限定)

③診断に差が出る! いまさら聞けないCT読影の基礎 ～CT読影に必要な解剖学的基礎から、2D・3Dの違い、注意点、各種症例など～



日 時 2020年9月16日(水) 13:15~14:00
講 師 福島淳夫先生(大阪医科大学 客員教授)
参加費 無料(株)シラネ顧客様 限定)

④「セルフケアの質を高めるために!」 ～人に伝えたくなる!「CURAPROX」～



日 時 2020年9月30日(水) 13:15~14:15
講 師 杉山幸菜先生(新百合ヶ丘南歯科 歯科衛生士)
参加費 無料(株)シラネ顧客様 限定)

*9月16日(水)までの御申込者は、クラプロックス体感特別セットを事前配布し、同製品を講師と一緒にご体感頂きながらご受講頂けます。

セミナー

①ホワイトスポットは削らずに消そう! ～アイコンによる低粘性レジン浸潤法を用いた前歯部の白斑の審美的改善～

日 時 2020年9月10日(木) 10:00~12:00
場 所 WEB上(ZOOM)
講 師 品川淳一先生
参加費 無料(お申し込みは株)ヨシダHPから直接お願いします)

新刊案内

①2020年保険改定対応

かかりつけ歯科医のための口腔機能低下症 入門
～口腔機能低下症の新バイブル!～
監修 一般社団法人日本老年歯科医学会
B5判 124P 6,000円(税別)
(株)デンタルダイヤモンド社(#20080800)



②はじめてのIOS (Intra Oral Scanner)

～口腔内スキャナーの選び方・使い方ガイド～
監修 一般社団法人日本臨床歯科 CAD/CAM学会
A4判変型 172P 5,400円(税別)
(株)デンタルダイヤモンド社(#20080801)



③マストオブ・ディフィカルトケース

～歯内療法の難症例を攻略するアイデア集～
編著 北村和夫
A4判 164P 8,000円(税別)
(株)デンタルダイヤモンド社(#20080802)



④マストオブ・インシャルトリートメント

～歯内療法を成功に導く基本テクニック
＆トピックス集～
編著 北村和夫
A4判 152P 7,500円(税別)
(株)デンタルダイヤモンド社(#18091801)



⑤マストオブ・リトリートメント

～歯内療法の再治療を成功させるテクニック&エビデンス集～
編著 北村和夫
A4判 128P 7,000円(税別)
(株)デンタルダイヤモンド社(#20080803)




⑥マストオブ・エンドodonticサージェリー

～外科的歯内療法の最新バイブル～
編著 北村和夫
A4判 184P 8,500円(税別)
(株)デンタルダイヤモンド社(#20080804)



⑦カリエスブック

～5ステップで結果が出るう蝕と酸蝕を予防する
カリオロジーに基づいた患者教育～
著 伊藤直人
A5判 120P 4,000円(税別)
医歯薬出版(株)(#20070800)



⑧マテリアルセレクション

～ニアサイドとラボサイドの
円滑なコミュニケーションのために～
編 山崎治ほか
A4判 136P 5,900円(税別)
医歯薬出版(株)(#20080805)



⑨高齢者の状態に合わせた義歯・補綴治療

～高齢者の咀嚼機能と栄養摂取改善の決定版!～
編著 市川哲雄ほか
A4判 144P 6,500円(税別)
医歯薬出版(株)(#20080807)



出版社売れ筋書籍ベスト3(医歯薬出版株)

- 1位 カリエスブック 5ステップで結果が出るう蝕と酸蝕を予防する
カリオロジーに基づいた患者教育
- 2位 徹底解説!ナイスガード
エビデンスに基づいた睡眠時パラキシズムの診断・治療
- 3位 インプラントトラブルの対応策と予防策